

气相色谱产品选择指南



为您的色谱分析选择适合的 Zebron 气体过滤器


检测器	接头	连接单元	适合您的 Zebron 气体过滤器
GC-FID/FPD/NPD	1/4 英寸	AG6-2103 (黄铜) 或 AG6-2303 (不锈钢) 4 位	AG6-1020 水分, AG6-1010 氧气, AG6-1030 烃类, AG6-1030 烃类
	1/8 英寸	AG6-2203 (黄铜) 或 AG6-2306 (不锈钢) 4 位	
GC-ECD/TCD	1/4 英寸	AG6-2102 (黄铜) 或 AG6-2302 (不锈钢) 2 位	AG6-1020 水分, AG6-1010 氧气
	1/8 英寸	AG6-2202 (黄铜) 或 AG6-2305 (不锈钢) 2 位	
GC-MS	1/4 英寸	AG6-2101 (黄铜) 或 AG6-2302 (不锈钢) 1 位	AG6-1070 通用型
	1/8 英寸	AG6-2201 (黄铜) 或 AG6-2304 (不锈钢) 1 位	
LC-MS	1/4 英寸	AG6-2204* 2 位	AG6-1050* 烃类/水分 (2个/包)

*AG6-2204 是专为 LC-MS 设计的高流量连接单元, 仅能与 AG6-1050 配合使用。

为您的 GC 或 GC-MS 分析选择适合的 Zebron 气体捕集阱

气体源	检测器	卡入式接头	适合您的 Zebron 卡入式气体捕集阱
气瓶	FID/FPD/NPD	1/4 英寸	AG6-3170 (黄铜) 或 AG6-4160 (不锈钢)
		1/8 英寸	AG6-3160 (黄铜) 或 AG6-4150 (不锈钢)
	ECD/TCD	1/4 英寸	AG6-3170 (黄铜) 或 AG6-4160 (不锈钢)
		1/8 英寸	AG6-3160 (黄铜) 或 AG6-4150 (不锈钢)
	MSD	1/4 英寸	AG6-3170 (黄铜) 或 AG6-4160 (不锈钢)
		1/8 英寸	AG6-3160 (黄铜) 或 AG6-4150 (不锈钢)
气体发生器	FID/FPD/NPD/ ECD/TCD/MSD	1/4 英寸	AG6-3170
		1/8 英寸	AG6-3160

*通用捕集阱使用氮气填充。连接 GC-MS 时, 请确保清洗管路并具有更高的分流比, 以减少稳定时间。



扫码, 与技术专家在线沟通

